

Equipamiento Laboratorio

Contamos con un laboratorio modelo para el desarrollo de polímeros y especialidades químicas de vanguardia.



Cromatógrafo Gaseoso acoplado a Espectrometría de masas Shimadzu QP2010

Equipo diseñado para separar,
identificar y cuantificar sustancias
en mezclas volátiles.



Xenon Test Chamber BGD 866-A

Cámara para ensayos de fotoresistencia, estabilidad del color y estabilidad a la luz solar. Simula el daño causado por la luz del sol y la lluvia en los recubrimientos.



Viscosímetro CAP 2000

Viscosímetros de tipo ICI con geometría de plano cónico y velocidad variable que permiten una medición rápida y a temperatura controlada de la viscosidad de una muestra.

Se trata de una caracterización a alta velocidad de cizallamiento en productos como pinturas, barnices, tintas, resinas y derivados del petróleo.



DSC 3 + Mettler Toledo, Calorimetría diferencial de barrido

Mide la cantidad de calor liberado o absorbido por una muestra durante el calentamiento o enfriamiento en un rango de temperatura. Determina la temperatura a la que se producen transiciones de fase concretas, incluida la temperatura de transición vítrea, los eventos de fusión y cristalización.



Microscopio Trinocular "Arcano" XSZ-100BNT Ópt Acrom

Observa e identifica microorganismos, siendo este equipo fundamental para el desarrollo de biocidas y la evaluación de su efectividad.



Cuidamos tu producción con la dosis justa de biocidas.







Equipo para la determinación de la Temperatura de Formación de Film BGD 452

Determina la temperatura más baja a la que una emulsión, un látex o un adhesivo coalesce uniformemente cuando se aplica sobre un sustrato como una película fina.



Equipo de medición de la resistencia al frote en húmedo de pinturas "Abrasion Tester BYK"

Se utiliza para testear la lavabilidad de pinturas y comprobar su calidad.



Medidor de Elongación y Tracción de Recubrimientos BGD 573

Caracteriza un material a través de su resistencia a la tracción y su capacidad de elongación. Brinda información sobre la fuerza que resiste un coating antes de deformarse irreversiblemente o romperse, la capacidad del material a deformarse o el porcentaje que puede elongarse.





Diransa SRL. Oficinas y Planta Industrial

Pres. Roberto M. Ortiz 2485

B1852OJK Burzaco, Buenos Aires, Argentina

Tel: (+54) 11 2152 -1010

ventas@diransa.com.ar

www.diransa.com.ar



Hablemos



buena química®